

692

Rampy składane

Przewożenie skuterów i wózków z napędem elektrycznym w bagażniku auta jest łatwiejsze dzięki zastosowaniu ramp. Składane rampy gwarantują bezpieczne umieszczenie ciężkiego skutera lub wózka elektrycznego w bagażniku twojego auta.




W zestawie torba do przechowywania.
Zestaw zawiera dwie rampy.



Model pokazany tylko w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

Tworzymy nowe możliwości


Specyfikacja techniczna 692



Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (± 15 mm, 1,5 kg).

01 Uchwyty dla łatwiejszego przenoszenia

02 Antypoślizgowa powierzchnia dla lepszej trakcji wózka lub skutera



Maksymalne obciążenie **03**
150 kg na rampę

Używając ramp

Rampy są łatwe w użyciu:

1. Rozłóż rampę.
2. Połóż nakładkami antypoślizgowymi na powierzchnię, którą chcemy pokonać.
3. Upewnij się, że rampy są stabilne.
4. Wjedź pustym skuterem lub wózkiem na rampy.

04 Wyposażone w antypoślizgowe nakładki gwarantujące lepszą przyczepność



VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

Tel.: +48 71 387 42 00

Fax: +48 71 387 05 74

www.vermeiren.pl - info@vermeiren.pl

Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą



VERMEIREN

Tworzymy nowe możliwości



Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.