





# POKRYWY ZAMIENNE

## ZAKRES POMOC POSTATYSTYCZNYCH DO ŁÓŻKA

ZAKRES	KOD PRODUKTU	PRZEZNACZENIE	WARUNKI PRANIA
 <p>WYPOSAŻENIE POZYCYJNE WYKONANE Z PIANKI</p>	P901HW	Pokrowiec Polymaille do podparcia pięt P901T1HW	
	P902HW	Pokrowiec Polymaille do podstawy pod piętę P902	
	P904HW	Pokrowiec Polymaille do podstawy pod śródstopie P904T1HW	
	P906HW	Pokrowiec Polymaille do podstawy pod śródstopie z klinem odwodzącym P906T	
	P903HW	Pokrowiec Polymaille do buta podpierającego piętę P903	
	P905HW	Pokrowiec Polymaille do aparatu odwodzącego P905T1HW	
	P910HW	Pokrowiec Polymaille do aparatu odwodzącego 30 st. P910L1HW	
	P910LGHW	Pokrowiec Polymaille do klinu do pozycji ułożeniowej bocznej 30 stopni (prawostronny)	
	P910LDHW	Pokrowiec Polymaille do klinu do pozycji ułożeniowej bocznej 30 stopni (lewostronny)	
	P912HW	Pokrowiec Polymaille do aparatu odwodzącego do kończyn górnych P912	
	P915HW	Pokrowiec Polymaille do aparatu odciążającego kończyny górne P915	
	P911HW	Pokrowiec Polymaille do aparatu odwodzącego P911L1HW	
	P913HW	Pokrowiec Polymaille do poduszki pozycjonującej pod głowę P913	
	P914HW	Pokrowiec Polymaille do uniwersalnej poduszki	
 <p>WYPOSAŻENIE POZYCYJNE WYKONANE Z MIKROKULEK LUB WŁÓKNA SYNTETYCZNEGO</p>	P9700HW	Pokrowiec Polymaille do P9700 – poduszka uniwersalna „mała”	
	P9701HW	Pokrowiec Polymaille do P9701 – poduszka uniwersalna „standardowa”	
	P9702HW	Pokrowiec Polymaille do P9702 – poduszka cylindryczna	
	P9703HW	Pokrowiec Polymaille do P9703 – Blok odwodzący kolana	
	P9704HW	Pokrowiec Polymaille do P9704 – poduszka pierścieniowa pod kark	
	P9705HW	Pokrowiec Polymaille do P9705 – poduszka półksiężycowa	
	P9706HW	Pokrowiec Polymaille do P9706 – poduszka pod plecy z poduszką półksiężycową	
	P9707HW	Pokrowiec Polymaille do P9707 – poduszka do bocznej pozycjonowania pacjenta	
	P9709HW	Pokrowiec Polymaille do poduszki poprzecznej z pasem na rzep P9709	
	P9710HW	Pokrowiec Polymaille do poduszki delta P9710	
	P9711HW	Pokrowiec Polymaille do klinu stabilizującego miednicę P9711B	
	P9712HW	Pokrowiec Polymaille do klinu pozycjonujący ze spadem	
	P9713HW	Pokrowiec Polymaille do poduszki przeciwoleżynowa profilowana z piany z pamięcią pod głowę	
	P9714HW	Pokrowiec Polymaille do poduszki uniwersalną małą	



Dezynfekować za pomocą produktów w sprayu do aplikacji na zimno (czwartorzędowe związki amoniowe, aldehydy glutarowe itp.).

### DOBRCZE WIEDZIEĆ... NA ETYKIECIE POKRYWY

Kod produktu	REF P9713HW
Kompozycja	80% PES, 20% PU 80% PES, 20% PU
Warunki prania	95°C, 1000 RPM, circle with dot, crossed square, crossed circle
Wolny obszar	LA PREMIERE PREVENTION DE L'ESCARNE EN POSITION ASSISE CONSISTE A SE SOULEVER REGULIEREMENT TOUTES LES 2 HEURES QUE C'EST POSSIBLE POUR LIMITER LA COMPRESSION TROP PROLONGEE DES MIEMBRES EN REGARD DES SAUVEES CONDUITES ET PRIMEVIRE L'IRRADIATION DES TISSUS.

SYSTEM ASSISTANCE MEDICAL SAS  
Z.A.E. ROUTE DE CASBENEUIL - LE LEDAT  
43000 VILLENEUVE-SUR-LOST - FRANCE 11-2022  
4356PV1