

Krótka instrukcja obsługi

IMM1018_SI.VER14.2023-01-23



	Produkt nu.	Nazwa	Rozmiar (mm)
	IM8050095	2Move Transfer Board S	Szer.490xDł.950
	IM8050190	2Move Transfer Board L	Szer.490xDł.1900
	IM8070190	2Move Transfer Board XL	Szer.700xDł.1900
	IM8150190	2Move Transfer Board L Non-Foldable	Szer.490xDł.1900
Pokrowce:	IM4034	2Move Cover Disposable L	Szer.600xDł.2100
	IM4035	2Move Cover Disposable S	Szer.600xDł.1000
	IM4036	2Move Cover Disposable XL	Szer.800xDł.2100
	IM4047	2Move Cover S	Szer.515xDł.790
	IM4048	2Move Cover L	Szer.515xDł.1610
	IM4049	2Move Cover XL	Szer.715xDł.1610
Display:	IM4041	2Move Display	Szer.531xDł.250xWys.204
Zestaw:	IM4318	2Move L set	Skł. IM8050190 + IM4048
	IM4319	2Move S set	Skł. IM8050095 + IM4047
	IM4320	2Move L Non-Foldable set	Skł. IM8150190 + IM4048
	IM4321	2Move XL set	Skł. IM8070190 + IM4049

2Move

immedia
by Etac



GB:

Material:

2Move Transfer Board Cover:
Cover: Nylon
Cover disposable: Polyethylene.

2Move Transfer Board:
Plastazote

Washing instructions:

2Move Transfer Board: Can be wiped off with disinfectant.
Nylon Cover: Do not use fabric softener. This product can be wiped off with soapy water or cleaned with a solvent-free cleaning agent with a pH level between 5-9, or a 70% disinfection solution.

**Never try to repair a product yourself.
Never use a defective product.**

The product should be checked regularly, preferably each time it is used and especially after wash. Check that there is no damage to seams or fabric.

SV:

Material:

2Move Transfer Board Cover:
Överdrag: Nylon
Engångsöverdrag: Polyetylen.

2Move Transfer Board:
Plastazote

Tvättinstruktioner:

2Move Transfer Board: Kan torkas av med desinficeringsmedel.
Nylonöverdrag: Använd inte sköljmedel. Produkten kan torkas med vatten och tvål eller rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% tvättsprit.

**Försök aldrig reparera en produkt själv.
Använd aldrig en defekt produkt.**

Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den har använts och särskilt efter tvätt. Kontrollera att sömmar och tyg inte är skadade.

NO:

Materiale:

2Move Transfer Board Cover:
Trek: Nylon
Engangstrekk: Polyetylen.

2Move Transfer Board:
Plastazote

Vaskeinstruks:

2Move Transfer Board: Kan tørkes ned med desinfiserende middel.
Nylontrekk: Ikke bruk tøymykner. Produktet kan tørkes av med såpevann eller vaskes med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5-9. Eller den kan desinfiseres med maks 70% konsentrasjon.

**Du må aldri forsøke å reparere produktet selv.
Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes.**

Produktet skal kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis ved hver bruk, og ekstra nøye etter vask. Kontroller at sømmer og stoff ikke er skadet.

DA:

Materiale:

2Move Transfer Board Cover:
Betræk: Nylon
Engangsbetræk: Polyethylen.

2Move Transfer Board:
Plastazote

Vaskeinstruktion:

2Move Transfer Board: Kan aftørres med desinfektionsmiddel.
Nylonbetræk: Anvend ikke skyllemiddel. Produktet kan aftørres med sæbevand eller rengøres med et opløsningsmiddelfrit rengøringsmiddel med et pH niveau mellem 5-9 eller med 70% desinfektionsopløsning.

**Reparér aldrig selv et produkt.
Et defekt produkt må ikke anvendes.**

Produktet skal kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang før brug. Vær specielt omhyggelig efter vask. Kontrollér at der ikke er skader ved sømme og stof.

FI:

Materiaali:

2Move Transfer Board Cover:
Päällinen: Nylonia
Kertakäyttöpäällinen: Polyeteeniä.

2Move Transfer Board:
Plastazotea

Pesuohjeet:

2Move Transfer Board: Voidaan pyyhkiä desinfiointiaineella.
Nylonpäällinen: Älä käytä huuhteluainetta. Tuote voidaan puhdistaa pesuaineella, joka ei sisällä liuottimia ja jonka pH on 5-9, tai 70-prosenttisella desinfiointiaineella.

**Älä koskaan yritä korjata tuotetta itse.
Viallista tuotetta ei saa käyttää.**

Tuote on tarkistettava säännöllisesti, mieluiten joka kerta kun sitä käytetään. Tarkista, että ompeleet ja kangas ovat ehjiä.



DE:

Material:

2Move Transfer Board Cover:
Bezug: Nylon
Einwegbezug: Polyethylen.

2Move Transfer Board:
Plastazote

Waschanleitung:

2Move Transfer Board: Mit Desinfektionsmittel abwischbar.
Nylonbezug: Keinen Weichspüler verwenden. Das Produkt kann mit Seifenlauge oder einem lösungsmittelfreien Mittel mit einem pH-Wert von 5-9 oder einer 70% - Desinfektionslösung gereinigt werden.

**Niemals versuchen, ein Produkt eigenhändig zu reparieren.
Verwenden Sie niemals ein defektes Produkt.**

Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, möglichst bei jeder Verwendung und vor allem nach dem Waschen. Es ist sicherzustellen, dass an Nähten oder im Stoff keinerlei Schäden vorliegen.

NL:

Materiaal:

2Move Transfer Board Cover:
Hoes: Nylon
Wegwerphoes: Polyethyleen.

2Move Transfer Board:
Plastazote

Wasinstructies:

2Move Transfer Board: Kan worden afgenomen met desinfecteermiddel.
Nylon hoes: Gebruik geen wasverzachter. Dit product kan worden gereinigd met een reinigingsmiddel dat geen oplosmiddel bevat en een pH-waarde tussen 5 en 9 heeft. U kunt ook een ontsmettingsmiddel met een concentratie van 70% gebruiken.

**Probeer een product nooit zelf te repareren.
Gebruik een product nooit als het defect is.**

Het product moet regelmatig worden gecontroleerd, bij voorkeur voor elk gebruik. Controleer de naden en de stof op schade.

FR:

Matériaux :

2Move Transfer Board Cover :
Housse : Nylon
Housse à usage unique : Polyéthylène.

2Move Transfer Board :
Plastazote

Instructions de lavage :

2Move Transfer Board : Peut être essuyé avec un désinfectant.
Housse en nylon : N'utilisez pas d'adoucissant. Le produit peut être nettoyé avec un agent nettoyant sans solvant, de pH compris entre 5 et 9, ou une solution désinfectante diluée à 70 %.

**N'essayez jamais de réparer un produit vous-même.
N'utilisez jamais un produit défectueux.**

Le produit doit être vérifié régulièrement, de préférence chaque fois qu'il est utilisé, et surtout après un lavage. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage au niveau des coutures ou du tissu.

IT:

Materiale:

2Move Transfer Board Cover:
Copertura: Nylon
Copertura monouso: Polietilene.

2Move Transfer Board:
Plastazote

Istruzioni di lavaggio:

2Move Transfer Board: È possibile pulire questo dispositivo con disinfettante.
Copertura in nylon: Non usare ammorbidente. Lavare il prodotto utilizzando un detergente privo di solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.

**Non tentare mai di riparare un prodotto da soli.
Non utilizzare mai un prodotto difettoso.**

Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato. Controllare che le cuciture e il tessuto non siano danneggiati.

PL:

Materiały:

2Move Transfer Board Cover:
Pokrycie: Nylon
Pokrycie jednorazowe: Polietylen.

2Move Transfer Board:
Plastazote



Instrukcje dotyczące czyszczenia:

2Move Transfer Board: Można przetrzeć wilgotnym ręcznikiem z dezynfekantem. Pokrycie z nylonu: Nie używaj środka zmiękczającego. Produkt można czyścić środkiem czyszczącym bez rozpuszczalników o pH między 5 a 9 lub roztworem dezynfekującym 70%.

**Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.
Nigdy nie używaj wadliwego produktu.**

Produkt powinien być regularnie sprawdzany, najlepiej za każdym razem po użyciu i szczególnie po praniu. Upewnij się, że szwy lub tkanina nie są uszkodzone.

Ilustracije



Check



Etac Immedia A/S
Parallevej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com

UK responsible person:
Etac Ltd, Unit 60
Hartlebury Trading Estate
Hartlebury Kidderminster DY10 4JD



2Move

 **etac**[®]
Creating Possibilities