

Coraille wyróżnia się od Altitude rodzajem podwozia. Dwa koła tylne duże oraz przednie 6, skrętne sprawiają, że łatwiej się poruszać na zewnątrz. Osoby leżące nie muszą już spędzać całe dnie w pomieszczeniach zamkniętych. Można z nimi wyjechać na taras do ogrodu. Zostawić w bezpiecznej pozycji.



Na zdjęciu stół terapeutyczny, obracany na kółkach - opcja dodatkowa.



Możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża.



Podczas siadania i zsiadania z wózka, płyta podnóżka opiera się na podłożu a użytkownik, może na niej stać



Hamulec centralny pod nogę



Uchwyt na kroplówkę, opcja.



stół terapeutyczny, opcja.

67	112	38 40 42 44 48 55 60	46	119 121 124	23(poduszka 6 cm) 25(poduszka 8 cm) 27(poduszka 10 cm)	45,47,49 51,52,53 54,55,56	75 77 79	-4° +36°	120	36
79 (XXL) 79 (XXL)	112		50	124	23	52,54,56	78		150	37