



## MATA RS ZAPOBIEGAJĄCA ZEŚLIZGIWANIU SIĘ (Z WÓZKA INWALIDZKIEGO) – Z UCHWYTAMI ALPHA® SLIDING MAT RS WITH GRIPS (Gleitmatte RS)

Mata szczególnie przydatna przy pacjentach, którzy mają tendencję do ześlizgiwania się w pozycji siedzącej. Dzięki zastosowanej technologii (mata uszyta jest ze specjalnego materiału, który w jedną stronę powoduje łatwe ślizganie się materiału, a w drugą opór) pozwala opiekunowi poprawić pozycję pacjenta na wózku inwalidzkim lub zwykłym fotelu w sposób bezpieczny i komfortowy dla obu stron, bez dźwigania pacjenta i narażania jego ciała na siniaki i inne podrażnienia.

Pacjent siedzący na macie nie ześlizguje się w dół, dzięki specjalnemu materiałowi stawiającemu opór. Gwarantuje to prawidłową i wygodną dla pacjentów pozycję podczas całego okresu siedzenia na wózku lub fotelu. Mata posiada 8 wzmocnionych uchwytów, które w różny sposób i na różnej wysokości pozwalają na korygowanie pozycji siedzącej pacjenta. Maksymalne obciążenie wynosi 200 kg, możliwość prania w 90°C.



PM-2076	
rozmiar	130 x 45 cm
maksymalne obciążenie	200 kg



## MATA RS ZAPOBIEGAJĄCA ZEŚLIZGIWANIU SIĘ (Z WÓZKA INWALIDZKIEGO) ALPHA® SLIDING MAT RS (Gleitmatte RS)

To uproszczona wersja maty PM-2076, która występuje w mniejszym rozmiarze – 50 x 45 cm. Mata szczególnie przydatna przy pacjentach, którzy mają tendencję do ześlizgiwania się z pozycji siedzącej. Dzięki zastosowanej technologii (mata uszyta jest ze specjalnego materiału, który w jedną stronę powoduje łatwe ślizganie się materiału, a w drugą opór) użytkownik może poprawić pozycję na wózku inwalidzkim lub zwykłym fotelu samodzielnie lub za pomocą drugiej osoby.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest połączenie w działaniu tej maty z pasem obejmującym nogi – PM-3005. Łącznie te dwa produkty dadzą fantastyczny efekt współdziałania przy poprawianiu pozycji pacjenta na siedzeniu. Maksymalne obciążenie wynosi 200 kg, możliwość prania w 90°C.



PM-2070	
rozmiar	50 x 45 cm
maksymalne obciążenie	200 kg