

Materac przeciwoleżynowy GOFR MED-MAT



GTIN/Kod produktu

5903771864046

5903771864060

5903771864053

Opis materiału pokrowca

Bezpieczny dla człowieka, nieprzemakalny i paroprzepuszczalny, materiał powlekany PU, spełnia wszelkie wymagania stawiane wyrobom medycznym różnego przeznaczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 i Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDD), jest zgodny z wymaganiami Öko-tex Standard 100 class I oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi. Antybakteryjny, niepalny.

Zastosowanie

Materac całkowicie zastępuje materace zmiennociśnieniowe przeznaczone do leczenia i profilaktyki odleżyn stopnia I i II. Nieprzemakalny, paroprzepuszczalny, zmywalny stosuje się w szpitalach, domach, domach opieki, karetkach, hotelach, hospicjach oraz wszędzie tam gdzie jest potrzeba zabezpieczenia przed przemoczeniem, zabrudzeniem szczególnie tam gdzie istnieje ryzyko infekcji i niezbędne jest zabezpieczenie pokrowcem.

LP	PARAMETRY	JM	WIELKOŚĆ	METODA
1.	Masa powierzchniowa	g/m ²	150 ± 5%	
2.	Skład	gr./m ³	PES 60/PU 90	
3.	Wodoszczelność	mm H ₂ O	≥ 2000	
4.	Paroprzepuszczalność	g/m ² /24h	≥ 1000	
5.	Zmiana wymiarów po praniu dla:	%	≤ 2-4	Pranie do 95 stopni C
6.	Łatwopalność	-	spełnia	CRIB5 NORM: BS7175:1989 M1 NORM:UNE 23.727-

7	Sterylizacja	C	Do 120 stopni	90 1R
8	Antybakteryjnosć	-	spełnia	PN-EN 1021-2 Norm:ISO 846:1997