



POLYLOT® - Materac przeciwoleżynowy

Formowany materac gofrowy wykonany z wysokoelastycznej i niepalnej pianki HR.

MATERIAŁY

40
kg/m³



wysokoelastyczna
piana HR



Polyfilm® -
pokrowiec
jednokrotnego
użycia

lub



Polymaille® -
pokrowiec
wielokrotnego
użycia



NF EN ISO 597 - 1 & 2
GPEM/CP2005 - Classe D

KONSERWACJA MATERACA :



KONSERWACJA
POKROWCA POLYFILM® :



KONSERWACJA
POKROWCA POLYMAILLE® :



PRZEZNACZENIE

RYZYSKO



MATERAC POLYLOT® POWINIEN
BYĆ STOSOWANY W PRZYPADKU:

- 1- Potrzeby długoterminowej opieki w łóżku.
- 2- Odleżyn I i II stopnia według EPUAP.



PAKOWANIE

Materac dostarczany jest zrolowany w niewielkim kartonie

POLYLOT®



MATERAC FORMOWANY JEDNOSEKCYJNY

- Kompatybilny z łózkami jedno i wielosekcyjnymi.
- Prosty w użyciu.
- Łatwy w utrzymaniu higieny.

14 cm



POKROWIEC POLYFILM® -
PRZEZNACZONY DLA JEDNEGO PACJENTA

- Oddychający, hypoalergiczny i elastyczny materiał.
- Wytrzymały, idealnie dopasowany do materaca, odporny na działanie drażniących płynów.
- Nieprzemakalny, redukuje wilgoć.



POLYMAILLE® -
ZINTEGROWANY POKROWIEC
WIELOKROTNEGO UŻYTKU

- Hypoalergiczny materiał (antybakteryjny, antygrzybiczy, antybakteryjny).
- Wysokoelastyczny, redukuje tarcie.
- Trzystronny zamek błyskawiczny i antypoślizgowa podstawa.

KOD ARTYKUŁU	OPIS	ROZMIAR w cm (SZER. x DŁUG.)	WAGA PACJENTA w kg	
			Min.	Max.
P101MPLPFAL	Materac Polyplot® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	90 x 200	35	130
P101MPLPFDH	Materac Polyplot® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	90 x 200	35	130
P102MPLPMHI	Materac Polyplot® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	90 x 200	35	130
P102MPLPMHI190	Materac Polyplot® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	90 x 190	35	130
P102MPLPMHI220	Materac Polyplot® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	90 x 220	35	150
P102MPLPMHI100	Materac Polyplot® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	100 x 200	35	150
P102MPLPMHI110	Materac Polyplot® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	110 x 200	135	270
P102MPLPMHI120	Materac Polyplot® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	120 x 200	135	270
P102MPLPMHI140	Materac Polyplot® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	140 x 200	135	270

ZALETY PRODUKTU »



DUŻA POWIERZCHNIA BLOCzków


- Zwiększona powierzchnia kontaktu z ciałem zmniejsza nacisk w miejscach szczególnie narażonych na powstawanie odleżyn.

DUŻA MOBILNOŚĆ BLOCzków

- Ogranicza podrażnienia.

KANAŁY WENTYLACYJNE MIĘDZY BLOCkami

- Pomagają w wentylacji i redukcji wilgoci.



ZALETY WYSOKOELASTYCZNEJ, FORMOWANEJ PIANY HR

- Mięka i elastyczna, doskonale dopasowuje się do ciała użytkownika.
- Niezwykle trwała, nie kruszy się i zachowuje swoje właściwości nawet do 5 lat.

ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE

- Łatwiejsza instalacja barierek.



GWARANCJA

2
LATA

mediqual

Mediqual Sp. z o.o.

tel. +48 42 209 49 04
fax. +48 42 209 34 46

e-mail: bok@mediqual.pl
www.mediqual.pl

VISCOFLEX® - Materac przeciwodleżynowy

Formowany materac gofrowy wykonany z dwóch warstw piany niepalnej z wycięciem na miednicę.


MATERIAŁY

80 kg/m³



piana Visco (z pamięcią)

40 kg/m³



wysokoelastyczna piana HR



Polymaille® - pokrowiec wielokrotnego użytku



NF EN ISO 597 - 1 & 2
GPEM/CP2005- Classe D

KONSERWACJA MATERACA:



KONSERWACJA POKROWCA:





PRZEZNACZENIE

RYZYKO



Materac Viscoflex® powinien być stosowany w przypadku:

- 1 - Potrzeby długoterminowej opieki w łóżku, profilaktyki przeciwodleżynowej.
- 2 - Odleżyn I, II i III stopnia według EPUAP oraz IV stopnia z wykorzystaniem innych pomocy pozycjonujących.



Zalety powierzchni z wkładkami:

- Wkładki umożliwiają lepszą dystrybucję nacisku z obszaru o mniejszej gęstości do obszaru o większej gęstości.

Biała powierzchnia:

Obszar o mniejszej gęstości piany gwarantujący wzrost ochrony pięt.



POLYMAILLE® - ZINTEGROWANY POKROWIEC WIELOKROTNEGO UŻYTKU

- Hypoalergiczny materiał (antybakteryjny, antygrzybiczy, nieprzemakalny).
- Wysokoelastyczny, redukuje tarcie.
- Trzystronny zamek błyskawiczny i antypoślizgowa podstawa.

KOD ARTYKUŁU	OPIS	ROZMIAR w cm (SZER. x DŁUG.)	WAGA PACJENTA w kg	
			Min.	Max.
P161MOPMHI	Materac Viscoflex® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	90 x 200	35	130
P161MOPMHI190	Materac Viscoflex® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	90 x 190	35	130
P161MOPMHI220	Materac Viscoflex® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	90 x 220	35	160
P161MOPMHI100	Materac Viscoflex® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	100 x 200	35	160
P161MOPMHI70	Materac Viscoflex® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	70 x 200	35	130
P161MOPMHI80	Materac Viscoflex® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	80 x 200	35	130
P161MOKPMHI170	Materac Viscoflex® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	70 x 170	10	40
P161MOKPMHI160	Materac Viscoflex® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	80 x 160	10	40
P161MOPMHI110	Materac Viscoflex® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	110 x 200	135	270
P161MOPMHI120	Materac Viscoflex® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	120 x 200	135	270
P161MOPMHI140	Materac Viscoflex® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	140 x 200	135	270
P161MOPPMHI	Materac Viscoflex® z zintegrowanym pokrowcem Polymaille®	90 x 200	35	130

GWARANCJA

2 LATA

mediqual

Mediqual Sp. z o.o.

tel. +48 42 209 49 04
fax. +48 42 209 34 46

e-mail: bok@mediqual.pl
www.mediqual.pl




VISCOFLEX®

ZALETY PRODUKTU »


Formowany materac wiskoelastyczny z efektem pamięci:

- precyzyjnie dopasowuje się do ciała, zapewniając maksymalny obszar kontaktu,
- zapewnia redukcję nacisku w miejscach wysokiego ryzyka, wspomaga krążenie,
- poprawia komfort i stabilizuje pacjenta,
- proces formowania zwiększa odporność materaca na czynniki zewnętrzne (kruszenie, tarcie),
- wysoka gęstość zapewnia długotrwałe użytkowanie bez odkształcania.



Materac formowany jednosekcyjny

- perfekcyjnie układa się w pokrowcu,
- kompatybilny z łózkami regulowanymi,
- wytrzymały i łatwy w użytkowaniu.




Zaokrąglone rogi

- ułatwiają instalację w łóżku dodatkowych urządzeń


Innowacja: Anatomiczny kształt dolnej warstwy wykonanej z piany HR:

- pozwala na lepsze zabezpieczenie pośladków i kości krzyżowej.




STANDARDOWE MATERACE WISKOELASTYCZNE

- Piana zostaje silnie skompresowana po uniesieniu części łóżka.




Pacjent w pozycji leżącej




Pacjent w pozycji półsiedzącej

VISCOFLEX® z anatomiczną dolną warstwą

- Wkładka pozwala na idealne ułożenie miednicy w pozycji półsiedzącej redukując nacisk poprzez duży obszar kontaktu z ciałem.



Pacjent w pozycji leżącej



Pacjent w pozycji półsiedzącej

Nowy koncept:

Piana wtryskiwana do jednej formy, bez wykrawania.

- warstwy nie rozdzielają się,
- nie wymagają stosowania kleju,
- warstwy idealnie przylegają do siebie,
- dolna warstwa wykonana z Piany HR o wysokiej gęstości 40kg/m³ zabezpiecza przed utratą sprężystości.



PAKOWANIE

Materac dostarczany jest zrolowany w niewielkim kartonie