



DESKA DO TRANSFERU PACJENTÓW (240505)

Jest to deska poślizgowa, która ułatwia przemieszczenie pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki czy z wózka, np.: siedzenia samochodu i odwrotnie. Jeśli pacjent ma wystarczająco dużo siły w rękach, może dokonać takiego transferu samodzielnie. Jeśli nie, to z pomocą opiekuna będzie to bardzo łatwe. W przypadku kiedy pomaga opiekun, odbywa się to bez obciążania jego kręgosłupa, w łatwy sposób po podłożeniu deski pod pacjenta przesuujemy go w nowe miejsce. Deska jest giętka i ma bardzo gładką powierzchnię w celu zminimalizowania oporu na skutek tarcia. Deska wykonana z PCV.



| model | PM-240505 |
|-----------------------|------------|
| wymiary | 80×24,5 cm |
| maksymalne obciążenie | 130 kg |



DYSK OBROTOWY DO UŻYTKU W POZYCJI STOJĄCEJ (278058)

Dysk obrotowy jest produktem, który pozwala na łatwą pracę opiekuna z pacjentem niepełnosprawnym, w sytuacji kiedy zamierzamy zmienić pozycję pacjenta. Bardzo pomaga przy przesadzaniu pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki, czy krzesło i odwrotnie. Jest to możliwe, jeśli pacjent jest w stanie utrzymać się w pozycji stojącej. Wówczas w łatwy sposób przy asekuracji opiekuna jest w stanie przemieścić się. Obrotowy dysk stabilnie leży na płaskich powierzchniach i pozwala stojącemu na nim pacjentowi w łatwy sposób obrócić się. Produkt wykonany z poliestru, zapewnia komfort i trwałość dzięki silikonowej technologii ANTYPOŚLIZGOWEJ.



| model | 278058 |
|-----------------------|----------------|
| wymiary | średnica 37 cm |
| maksymalne obciążenie | 130 kg |