

P903T - BUT DEROTACYJNY

Wykonany z piany wiskoelastycznej z efektem pamięci.

MATERIAŁY

80
kg/m³



Piana Wiskoelastyczna (efekt pamięci)



Zdejmowany pokrowiec Polymaille®



NF EN ISO 597 - 1 & 2

KONSERWACJA MATERACA:




KONSERWACJA POKROWCA:



PRZEZNACZENIE

- Unieruchamia stopę i odciąża piętę.
- Dla pacjentów po operacji bioder.
- Dla pacjentów oddziałów intensywnej terapii.
- Dla pacjentów w podeszłym wieku.
- Dla pacjentów długotrwale leżących.




P903T (bez pokrowca)

P903T (z pokrowcem w użyciu)




POKROWIEC Z BI-ELASTYCZNEGO MATERIAŁU

- redukuje tarcie,
- odporny na przetarcia,
- miękki i miły w dotyku,
- odprowadza wilgoć,
- nieprzemakalny,
- można prać w temp. 90 stopni i dezynfekować środkami w sprayu,
- niepalny,
- antypoślizgowy spód,
- wielokrotnego użytku.



ANTYPOŚLIZGOWY SPÓD

- utrzymuje but w miejscu.



KOD ARTYKUŁU	OPIS	ROZMIAR w cm (DŁUG. x SZER. x WYS.)
P903T1HW	P903T - But Derotacyjny	63,5 x 22 x 31

GWARANCJA

2
LATA

mediqual

Mediqual Sp. z o.o.

tel. +48 42 209 49 04
fax. +48 42 209 34 46

e-mail: bok@mediqual.pl
www.mediqual.pl



ZALETY PRODUKTU »

Zrobiony z piany wysokoelastycznej z efektem pamięci:

- pięta łagodnie tonie w delikatnej i sprężystej pianie,
- zagłębienia i kształt zapewniają lepszy komfort.



Zabezpiecza przed rotacją




Wysoka podstawa:

- zapobiega opadaniu stopy.

Odpowiednia długość:

- zabezpiecza kolano przed przeprostem.



Otwór na piętę:

- odciąża i redukuje tarcie.

Zaokrąglone brzegi:

- zapewniają lepszy rozkład nacisku.

Miejsce na ścięgno Achillesa:

- odciąża i redukuje nacisk na ścięgno Achillesa.